



DISTRIBUIDOR
HAMPIQ SALUD S.A.C.
RUC 20605290222

MASCARA LARINGEA DESECHABLE DE SILICONA ESTANDAR

MARCA
FORMED

GAMA
Tallas 1.0 a 6.0

SILICONA MEDICA	USO UNICO	SIN LATEX	SIN DEHP
Material del dispositivo	Producto desechable	LATEX FREE	DEHP FREE

DESCRIPCION

Dispositivo supraglotico para el manejo temporal de la via aerea, fabricado en silicona de grado medico. La mascarilla con cuff inflable se posiciona alrededor de la entrada laringea para permitir la ventilacion del paciente cuando sea clinicamente indicado.

ESPECIFICACIONES POR TALLA

Referencia	Talla	Peso del paciente	Volumen maximo del cuff
PA010110	1.0	< 5 kg	< 4 mL
PA010115	1.5	5 - 10 kg	< 7 mL
PA010120	2.0	10 - 20 kg	< 10 mL
PA010125	2.5	20 - 30 kg	< 14 mL
PA010130	3.0	30 - 50 kg	< 20 mL
PA010140	4.0	50 - 70 kg	< 30 mL
PA010150	5.0	70 - 100 kg	< 40 mL
PA010160	6.0	> 100 kg	< 50 mL

Nota: los valores indicados corresponden a limites de volumen. No representan un volumen obligatorio de inflado. Seleccionar la talla segun peso, anatomia, procedimiento y criterio clinico.

CARACTERISTICAS

- Silicona de grado medico.
- Cuff suave diseñado para favorecer el sellado.
- Tubo transparente resistente al acodamiento.
- Balon piloto para indicar el inflado.
- Conector universal de 15 mm.
- Libre de latex, PVC y DEHP.
- Producto para un solo uso.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Conector de ventilacion.
- Tubo de via aerea.
- Mascarilla laringea con cuff inflable.
- Linea de inflado.
- Balon piloto y valvula de inflado.

USO PREVISTO

Destinada al establecimiento y mantenimiento temporal de una via aerea supraglotica durante procedimientos de anestesia o situaciones de manejo de la via aerea, conforme con la evaluacion clinica, las instrucciones de uso del fabricante y los protocolos institucionales.

PRESENTACION Y CONSERVACION

Presentacion Unidad de uso individual.	Condicion Desechable. No reutilizable.
Almacenamiento Conservar en lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa.	Integridad No utilizar si el envase esta abierto, dañado o el producto presenta deterioro visible.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Dispositivo para uso exclusivo de profesionales de la salud capacitados en manejo de via aerea. Antes de usar, verificar el etiquetado, las instrucciones del fabricante, la talla, la integridad del producto y del cuff. No exceder el volumen maximo indicado. No reutilizar ni reprocesar. La mascarilla laringea no garantiza proteccion absoluta frente a la aspiracion de contenido gastrico.

INFORMACION DOCUMENTAL

Producto	Mascarilla laringea desechable de silicona estandar
Marca	FORMED
Distribuidor	HAMPIQ SALUD S.A.C.
RUC	20605290222
Fuente tecnica	FORMED - Laryngeal Mask Airway (Disposable), Rev. 2017-07
Fecha de elaboracion	Agosto de 2026

La etiqueta, las instrucciones de uso del fabricante y el registro sanitario aplicable prevalecen sobre esta ficha informativa.